

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ

УМ
ФИТ

**ПЕРВЫЙ ШАГ
К ПРАВИЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ СТОПЫ**



ДЛЯ КОГО ПОДХОДЯТ СТЕЛЬКИ ФОРМТОТИКС



**ЛЮДИ
С «ПЛОСКОСТОПИЕМ»**

- Устранение болей в ногах, спине, шее
- Лечение стоп и суставов
- Реабилитация



**ДЕТИ И
ПОДРОСТКИ**



- Здоровое развитие с первого шага
- Бережное внимание к особенностям детских стоп
- Профилактика сколиоза и плоскостопия



СПОРТСМЕНЫ

- Предупреждение травм и эффективная реабилитация
- Улучшение спортивных результатов
- 100% контроль движений

**ПРОФЕССИИ
«НА НОГАХ»**



- Радость движения
- Легкая походка, увеличение выносливости
- Комфорт на каждый день

КОРРЕКЦИЯ, А НЕ КОСТЫЛЬ! ДВИЖЕНИЕ, А НЕ СТАТИКА!



ТРЕНЕР, А НЕ ПРОДАВЕЦ

Ортопедические стельки **ФормТотикс** нельзя купить в магазине. Их прописывают, подбирают и формируют для вас сертифицированные специалисты.



КОРРЕКЦИЯ, А НЕ КОСТЫЛЬ

Стельки **ФормТотикс** не поднимают свод стопы, создавая «костыль», а служат тренажером для восстановления её функций.



ДВИЖЕНИЕ, А НЕ СТАТИСТИКА

Стельки **ФормТотикс** корректируют именно движение стопы, а не её положение в статике, что принципиально важно.



МОРСКОЙ ПЕСОК, А НЕ ТВЕРДЫЙ СУПИНАТОР

Ортопедические стельки **ФормТотикс** по своей текстуре повторяют влажный морской песок и почти вдвое увеличивают площадь соприкосновения с опорой.

ОДНОСЛОЙНЫЕ ОРТЕЗЫ

УМ
ФИТ

РОЗОВЫЕ



Однослойные мягкие и комфортные ортезы. Обеспечивают хорошую амортизацию. Подходят для повседневной носки и занятий фитнесом, а также активным пожилым людям и тем, чья трудовая деятельность связана со «стоячей» работой. Могут назначаться при транзиторном болевом синдроме стопы, артрите, диабете, подагре и других состояниях, сопровождающихся болями в стопе и ногах. Обеспечивают разгрузку стопы при ношении модельной обуви.

ЧЁРНЫЕ



Однослойные упругие ортезы, обеспечивающие стопе хорошую поддержку и эффективный контроль движений. Применяются как для коррекции значительных деформаций стопы, так и для создания комфорта при повседневной носке. Назначаются людям с повышенной двигательной активностью или спортивными нагрузками. Тонкие, износостойкие, жесткие. Классический черный цвет модели сочетается с любой обувью.

БЕЖЕВЫЕ



Однослойные мягкие и упругие ортезы средней плотности. Подходят для тех, кто впервые использует индивидуальные ортезы стопы, а также для пациентов, которые хотят получить максимальный эффект коррекции при минимальном заполнении объема обуви. Модель разработана специально для России и стран СНГ.

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ



Однослойные ортезы, с зауженной носочной частью и сниженной толщиной супинатора. Благодаря своей особенной форме они легко помещаются в узкую обувь и служат отличным профилактическим средством при повседневном использовании. Рекомендованы для ригидной плоской стопы, обеспечивают разгрузку стопы при ношении модельной обуви. Модель с перфорацией - возможно назначение при плантарном гипергидрозе.

ГОЛУБЫЕ



Однослойные ортезы, обеспечивающие стопе упругую поддержку, контроль движений и комфорт. Назначаются людям с повышенной двигательной активностью. Ортезы достаточно тонкие и легко помещаются в большинство моделей повседневной обуви. Корректируют значительную деформацию стопы. Рекомендованы для лечения пациента с деформациями вышележащих отделов ОДА. Самая универсальная и износостойкая модель.

КРАСНЫЕ



Однослойные, упругие и наиболее жесткие ортезы, необходимые для повышенного контроля движений стопы и всей нижней конечности. Самая износостойкая модель. Возможна коррекция значительных деформаций стопы и/или вышележащих отделов. Назначаются спортсменам, испытывающим интенсивные нагрузки на ноги, а также пациентам с высокой двигательной активностью и/или при весе от 90кг.

¾ КОМФОРТ ЧЁРНЫЕ



Однослойные ортезы для неглубокой обуви с ограниченным по объему или ширине передним отделом. Обеспечивают достаточную опору и комфорт стопе при повседневном использовании в открытой и модельной обуви, специальной спортивной обуви с жесткой и узкой носочной частью (бутсы, шиповки, борцовки и пр.). Красные ортезы более плотные и упругие, чем черные.

¾ КОМФОРТ КРАСНЫЕ



Однослойные ортезы для неглубокой обуви с ограниченным по объему или ширине передним отделом. Обеспечивают достаточную опору и комфорт стопе при повседневном использовании в открытой и модельной обуви, специальной спортивной обуви с жесткой и узкой носочной частью (бутсы, шиповки, борцовки и пр.). Красные ортезы более плотные и упругие, чем черные.

ДВУХСЛОЙНЫЕ ОРТЕЗЫ

УМ
ФИТ

КРАСНО-ГОЛУБЫЕ



Двухслойные ортезы, состоящие из мягкого покровного материала и более плотного формообразующего основания. Отличаются высокими амортизационными качествами, обеспечивают столам надежную опору, эффективно управляют движением. Подходят для пациентов с различными патологиями опорно-двигательного аппарата, связанными с перегрузками, а также спортсменам различных видов спорта. Особенности строения заднего отдела ортеза подходят пациентам при пяточной шпоре. Возможно использование при ригидной стопе.

ПЕСОЧНО-ЧЁРНЫЕ («ШОКСТОП»)



Двухслойные ортезы: верхний слой очень мягкий и вязкий, что обеспечивает поглощение ударной нагрузки и снижает давление на локальные зоны перегрузки. Нижний формообразующий слой создает надежную опору и контролирует движения стопы. Назначаются при остром воспалительном процессе в стопе (вплоть до перелома костей стопы с первых дней), а также при подагре, диабете, липоатрофии подошвы, артрите, пяточной «шпоре», СДС, минно-взрывных ранениях стопы и т.п. Самая низкая износостойкость у данной модели.

ЧЁРНО-БЕЖЕВЫЕ



Двухслойные ортезы, состоящие из мягкого покровного материала и более плотного формообразующего основания. Обеспечивают стопе комфорт, надежную опору, эффективный контроль движений и снижение ударных нагрузок. Подходят для пациентов с различными патологиями опорно-двигательного аппарата. Особенности строения переднего отдела (модель с перфорацией) позволяет использовать эту модель при плантарном гипергидрозе.

GOLF PRO ЗЕЛЁНЫЕ



Самые тонкие, узкие и однородные двухслойные ортезы с мягким покровным слоем зеленого цвета и темно-зеленым упругим основанием, обеспечивающим заметный контроль движений. Данная модель изначально разрабатывалась специально для спортсменов-гольфистов. Подходят для пациентов с различными патологиями ОДА, модель с перфорацией - возможно назначение при плантарном гипергидрозе.

КРАСНО-КРАСНЫЕ



Двухслойные ортезы, состоящие из упругого верхнего слоя и плотного нижнего основания. Самая жесткая и износостойкая модель. Назначаются пациентам при остром воспалении в стопе, спортсменам с интенсивными нагрузками на ноги, а также пациентам с высокой двигательной активностью и/или при весе от 90кг.

КРАСНО-КРАСНАЯ «КОМПАКТ»



Универсальные низкопрофильные ортезы с пяточной чашей средней глубины и заууженной передней частью - для всех типов обуви с узкой колодкой, включая модные туфли и жесткие спортивные ботинки. Упругое основание оптимального уровня жесткости и мягкий верхний слой обеспечивают эффективный контроль движений стопы, надежную биомеханическую поддержку и комфорт. Данная модель обладает прекрасными амортизационными свойствами. Подходит для повседневного ношения, а также назначается спортсменам для профилактики травм и излишнего подошвенного давления. Новая модель в линейке заготовок Formthotics разработана специально для России и стран СНГ. Выпускается с перфорацией.



КЛИНЯ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ



Короткие и длинные, закругленные с одной стороны, а также в форме ленты с основанием-стикером — прикрепляются к сформованным заготовкам в необходимом объеме в различных отделах.

ДЖУНИОРЫ



Специальные ортопедические полустельки для детей от 2 лет, представлены в двух цветах (синие ортезы более плотные, чем бежевые). Обеспечивают необходимую поддержку, не сковывая естественных движений стопы. Используются для коррекции чрезмерной пронации стопы (вальгусной позиции пяток), а также в периоды скачков роста, прибавки веса, повышенной физической активности и других подобных случаях, когда стопа ребенка нуждается в помощи.

МЕТАТАРЗАЛЬНЫЕ ПОДУШЕЧКИ



Каплевидные вкладыши для коррекции переднего отдела стопы, помогающие достичь наилучшего терапевтического эффекта и способствующие улучшению функциональных и биомеханических параметров опорно-двигательного аппарата. Отрывное самоклеящееся основание позволяет быстро поместить метатарзальную подушечку в нужную зону ортеза.

ЮНИОРЫ



Бежевые и голубые — Однослойные полноразмерные ортезы, представлены в двух цветах (голубые ортезы более плотные, чем бежевые). Разработаны специально для детей и подростков, чьи стопы нуждаются в особой заботе в периоды активного роста и развития. Ортезы достаточно мягкие и легко помещаются в большинство моделей повседневной обуви. Обеспечивают надежную поддержку и комфорт даже при занятиях спортом.

СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ ЗАГОТОВОК ФОРМТОТИКС ТРАДИЦИОННЫМ РАЗМЕРАМ ОБУВИ

Размер обуви	20-23	23-25	25-27	27-28	29-30	31-32	33-35	36-37	38-40 (41)	41-43	44-45,5	45-47	48-50
Размер заготовки	J1	J2	J3	J4	Y1	Y2	Y3/Kids	XS	S	M	L	XL	XXL
Размер заготовки в см	10,0	11,0	12,5	13,0	18,0	20,0	22,5	24,5	25,5	27,5	29,5	30,5	32,5

Медицинская Система ФормТотикс разрешена к импорту, продаже и применению на территории РФ приказом Росздравнадзора от 23.06.2008 № 4757-Пр/08. Методики применения Медицинской Системы ФормТотикс в клинической практике официально одобрены и рекомендованы ведущими организациями Министерства здравоохранения РФ.



УХОД ЗА ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ СТЕЛЬКАМИ

Успех лечения плоскостопия зависит не только от корректной установки стелек и квалификации врача. Не менее важно насколько правильно вы будете ухаживать за своей парой стелек.

Делимся основными рекомендациями по уходу за стельками, которые помогут продлить срок их службы и обеспечить комфорт в любой обуви.

Как правильно вставить ортопедические стельки?

Ортопедическую стельку вставляют максимально глубоко в носочную часть обуви. При этом пятка должна упираться в задник. Не рекомендуется обрезать стельки, так как самостоятельная коррекция лишит вас гарантии на изделие.

Как ухаживать за ортопедическими стельками?

- Ежедневно вынимайте и проветривайте ортезы.
- Протирайте стельки влажной губкой, мойте растворами средств по ГОСТ 25644-96 при температуре не выше 40°C
- Не стирайте стельки в стиральной машине
- Сушите стельки в естественных условиях: вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей
- Аккуратно обращайтесь с рожек для обуви
- Держите изделие подальше от домашних животных
- Следите, чтобы стелька не повреждалась мелкими камнями и острыми частицами грунта
- Если стельки потеряли форму, обратитесь к специалисту для повторной формовки

Как часто нужно менять ортопедические стельки?

Срок службы ортопедических стелек зависит от соблюдения условий гарантии, которые указаны на гарантийном талоне:

- вес пациента
- степень физической нагрузки и особенности походки
- соблюдение рекомендаций по уходу
- посещение первичной коррекции

Одна пара стелек может прослужить от года до 5-10 лет, в зависимости от соблюдения всех условий по эксплуатации.

Если вы чувствуете боль в нижних конечностях, часто устаете от повседневного ношения обуви или интенсивно занимаетесь спортом, записывайтесь на диагностику к нашему специалисту.

Врач подберет заготовку исходя из особенностей вашей стопы.

Индивидуальные ортопедические стельки снимут избыточную нагрузку на стопы, избавят от натоптышей и мозолей, уменьшат отечность ног, помогут развить правильную осанку, походку, улучшат функцию равновесия и укрепят мышцы.

1. Не забывать о коррекции стельки через 2 недели.
2. Если стелька вызывает дискомфорт - связаться со специалистом и рассказать ему об этом.
3. Стелька носить всегда когда на ноге есть обувь.
4. Покупать обувь под стельки размер в размер (притык в притык).
5. Обувь не должна содержать большой перепад между пяткой и носком.
6. Обязательно фиксация обуви шнурками - ПРАВИЛЬНО.
7. Быть осторожными с ложкой для обуви, дабы не прорвать стельку.
8. Беречь от домашних животных.

Гарантия: 1 год

Гарантия распространяется на следы естественного износа.

Гарантия не распространяется на клинья и метатарзальные подушечки, а также механические повреждения стелек.

Внимание! Гарантия не распространяется на медицинскую консультацию специалиста!

Неявка на плановую коррекцию в течение 2-х месяцев с момента первичной формовки лишает Вас гарантии!

Наличие данного талона является обязательным условием при обращении с претензиями.

Решение о гарантийной замене стелек принимает экспертная комиссия поставщика.

По вопросам первичной коррекции и гарантии обращатся по тел.:

Дата формовки _____ Дата коррекции _____

Исполнитель (ФИО) _____ Исполнитель (ФИО) _____

Газвание организации _____

Заказчик (ФИО) _____

КОНТАКТЫ

WhatsApp



ул. Парусная 10 к2
8 (918) 65 69 111

WhatsApp




ул. Зиповская 38, «ЖК Кубанский»
8 (918) 69 65 111

ДЛЯ ВАС
НАШИ ФИРМЕННЫЕ
КЛУБНЫЕ КАРТЫ




СКАЧИВАЙТЕ
НАШИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Как нас найти



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



ул. Зиповская 38

ул. Парусная, 10 к.2



www.умныйфитнес.рф

Сайт

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



@smartfit.krasnodar Youtube



smartfitneskrd ВКонтакте



smartfit.krd Дзен



umfit.krd Instagram

ОТЗЫВЫ НА ИЗВЕСТНЫХ ПЛОЩАДКАХ



2GIS



Flamp



ZOON



Яндекс • Карты